



MAXI-CUP™



DO SKLERALNYCH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH

ZDEJMOWANIE – Zwilżyć miseczkę przyssawki i ścisnąć uchwyt. Patrząc w lustro, przyłożyć przyssawkę do skleralnej soczewki kontaktowej. Zmniejszyć nacisk na uchwyt, aby pozwolić miseczce przyssawki przylgnąć do soczewki kontaktowej. Następnie, można ustawić soczewkę kontaktową w taki sposób, aby umożliwić zdjęcie jej z powierzchni oka. Należy przestrzegać udzielonych przez specjalistę wskazówek, dotyczących optymalnej techniki zdejmowania soczewek. Po zdjęciu soczewki z oka, należy ścisnąć uchwyt, aby oddzielić miseczkę przyssawki od soczewki.

ZAKŁADANIE – Umieścić zwilżoną soczewkę kontaktową w zagłębieniu miseczki przyssawki. Nie ścisnąć uchwytu. Wilgotna soczewka przylgnie do miseczki przyssawki bez ściskania uchwytu.

Delikatnie umieścić soczewkę na powierzchni otwartego oka. Soczewkę można ustawić w odpowiedniej pozycji, przesuując palcami przyssawkę Maxi-Cup. Należy przestrzegać zaleceń udzielonych przez specjalistę kontaktologa.

CZYSZCZENIE – Przyssawkę należy często myć ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – Jeżeli przyssawka Maxi-Cup przypadkowo przylgnie do powierzchni oka, należy ścisnąć uchwyt, aby oddzielić miseczkę przyssawki od oka.

OSTRZEŻENIE – Niebezpieczeństwo zadławienia. Przechowywać przyssawkę i pozostałe wyroby medyczne w miejscu niedostępnym dla dzieci.

NIE STOSOWAĆ przyssawki w przypadku chorób lub urazu oka.

Przyssawka jest wykonana z kauczuku naturalnego, zawierającego suchy lateks. Dotychczas nie zgłoszono przypadków uczulenia na lateks wywołanego przez ten składnik.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń udzielonych przez specjalistę kontaktologa.



Dystrybucja w Europie:
Prolens AG, Josefstasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio - USA

© 2017 DMV Corporation
www.dmvcorp.com



Emergo Europe Princessegracht 20
2514 AP, The Hague
The Netherlands

Dystrybucja w Polsce:

AQUA·LENS®
SZYMANEK S.C.

tel./fax: 22 831-32-40
aqualens@soczewki.biz