

Miru

1day UpSide

Przedstawiamy nowe soczewki



SMART TOUCH™

Miru
1day UpSide

30 contact lenses

Miru 1day UpSide to pierwsza i jedyna jednodniowa soczewka Silikonowo-Hydrożelowa, w której zastosowano technologię Smart Touch™.

Dlaczego warto wybrać Miru 1day UpSide z technologią Smart Touch™?

Dlatego, że wysłuchaliśmy opinii użytkowników naszych soczewek kontaktowych i wiemy, co jest dla nich ważne¹:

- czyste i bezpieczne dla zdrowia soczewki,
- bezproblemowe zakładanie soczewek.

Nowe odświeżające podejście

Stworzyliśmy markę soczewek wykonanych z nowego wysoko oddychającego i wyjątkowo miękkiego materiału, którą umieściliśmy w opakowaniu nowego typu, umożliwiającym higieniczne i bezproblemowe zakładanie.

¹ 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych

SMART TOUCH™

Przedstawiamy nowe soczewki

Higieniczne zakładanie soczewek

Technologię opracowano w celu ograniczenia przedostawania się za soczewkę kontaktową drażniących włosków, olejów z mydła i kremów do rąk oraz innych szkodliwych zanieczyszczeń podczas zakładania.

Bezproblemowe zakładanie

80%

użytkowników twierdzi,
że chciałoby zakładać
soczewki w łatwiejszy sposób¹

- Soczewki są zawsze umieszczone właściwą stroną do góry i gotowe do założenia.
- Wyjątkowa konstrukcja i materiał soczewki pozwalają jej utrzymywać odpowiedni kształt, co ułatwia zakładanie.

Oprócz tego, zakładanie jest szybsze!

OKOŁO
50%
SZYBCIEJ


Im szybciej, tym mniej stresu!
Rano nie musisz marnować czasu na sprawdzanie, czy soczewka ustawiła się odpowiednią stroną ku górze.²



Wyjątkowe opakowanie, ułatwiające higieniczne założenie soczewki

Pomysłowo zaprojektowane opakowanie soczewki jest wyposażone w jedyną w swoim rodzaju strefę stabilizującą (tzw. Smart Zone), która utrzymuje soczewkę kontaktową w odpowiedniej pozycji i ułatwia wyjęcie jej z opakowania.

Aby zdjąć soczewkę ze strefy stabilizującej, wystarczy chwycić ją opuszkami kciuka i palca wskazującego.




Nie ma potrzeby dotykania wewnętrznej powierzchni soczewki kontaktowej. Nie musisz sprawdzać, czy soczewka jest ustawiona odpowiednią stroną do góry.

¹ Dane firmy Menicon. 2017 badanie doświadczeń pacjentów online, n=300 obecnych użytkowników jednodniowych soczewek kontaktowych

² Dane firmy Menicon z kwietnia 2017 r.

Cztery proste etapy korzystania z technologii Smart Touch™

Wewnętrzna powierzchnia soczewki kontaktowej jest skierowana w dół, dzięki czemu soczewkę można wyjąć z opakowania i założyć bez dotykania jej wewnętrznej części.



SMART TOUCH™



Wiemy, że pokochasz swoje nowe soczewki kontaktowe.

Miru 1day UpSide są produkowane przez Menicon Co., Ltd i stanowią wyrób medyczny klasy IIa, CE 0483.
Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Dystrybutor:

AQUA-LENS®
SZYMANEK S.C.

tel. 22 831 32 40
aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz