

Wolisz używać kropli w opakowaniach wielodawkowych czy pojedynczych fiolek? Mamy obydwa rodzaje!

Teraz niezawodne krople BioDrop MD® Plus są dostępne w fiolkach z możliwością ponownego zamknięcia.

Po otwarciu, należy zużyć zawartość fiołki w ciągu 12 godzin. W fiołce o pojemności 0,5 ml mieści się około 14 kropli.

Fiołkę można zamknąć, zakładając zatyczkę odwrotnie.



- Składniki aktywne to 2,0% trehalozy i 0,25% kwasu hialuronowego.
- Preparat jest przeznaczony do łagodzenia objawów suchości oka o średnim lub dużym nasileniu.
- Połączenie trehalozy i hialuronianu zapewnia nawilżenie, nasmarowanie i stabilizację filmu łzowego, co daje oczom ochronę przed przesuszeniem i uszkodzeniem komórek.
- Krople można stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych.
- Krople nie zawierają konserwantów ani składników pochodzenia zwierzęcego. Produkt nie był testowany na zwierzętach.



Finnsusp Oy

Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto, Finland

Tel +358 2 489 110 | info@finnsusp.fi

www.finnsusp.fi

